


CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX PEDIA RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 3

Ref. 222261



CE
0537



18/08/2026 13:35:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX PEDIA RIGIDE POUR SPENGLER MASTER PALM 3



Ref. 222261

Mesure SpO₂ fiable et adaptée aux enfants avec technologie OxiMax.

Description

Capteur spo2 compatible NELCORR OXIMAX, pédiatrique pour oxymètre MASTER PALM 3

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030148	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.094

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 18/08/2026 13:35:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.