


CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX WRAP NEONAT POUR SPENGLER MASTER PALM 3



Ref. 222263



CE
0537



18/08/2026 12:15:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX WRAP NEONAT POUR SPENGLER MASTER PALM 3



Ref. 222263

Une mesure douce et précise de l'oxygénation pour les tout-petits, en parfaite harmonie avec votre Master Palm 3.

Description

Capteur SpO2 compatible NELCORR OXIMAX wrap pour oxymètre MASTER PALM 3

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446030162	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.085

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	1	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 18/08/2026 12:15:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.