

MASTER PALM 3 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX

Ref. 223001



CE
0123



18/08/2026 13:32:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MASTER PALM 3 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Ref. 223001

L'oxymètre de pouls MASTER PALM 3® a été développé pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Doté de la technologie Nellcoret NellcorOximax, il est condensé de technologie.

Description

L'oxymètre de pouls Master Palm 3® est un matériel adapté pour les professionnels de santé compatible avec la technologie NELLCOR OXIMAX

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonate, afin de relever précisément leur saturation en oxygène et leur fréquence de pouls.

Légèreté et autonomie exceptionnelle, vous apprécierez la rapidité et la précision de ses mesures alliées à sa polyvalence.

- Technologie adaptée aux adultes comme aux néonate
- Autonomie exceptionnelle
- Écran HD avec fonction de rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilité en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entièrement paramétrable, il permet de régler l'alarme, l'affichage, le son, les réglages système
- Fonction monitoring (alarme et mémoires)
- Léger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livré avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplément selon vos préférences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pédiatriques ou néonate, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc...

MASTER PALM 3 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Ref. 223001

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446027124	Code douanier	9018199000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.696
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---