

**PAIRE D'EMBOUTS AURICU SPENGLER
NOIRS STANDARDS POUR PULSE II, MAGIST**

Ref. 506900



18/08/2026 13:38:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PAIRE D'EMBOUTS AURICU SPENGLER NOIRS STANDARDS POUR PULSE II, MAGIST

Ref. 506900



Description

Paire d'embouts auriculaires taille standard, noirs en silicone pour PULSE II et MAGISTER II

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446029982	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		