

**PAIRE D'EMBOUTS AURICULAIRES  
SPENGLER NOIRS PETITS POUR PULSE II  
MAGI**

Ref. 506901



18/08/2026 12:36:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# PAIRE D'EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER NOIRS PETITS POUR PULSE II MAGI



**Ref. 506901**

Embouts auriculaires petits, conçus pour une compatibilité optimale avec le stéthoscope Pulse II Magi.

## Description

Paire d'embouts auriculaires taille petits, noirs en silicone pour PULSE II et MAGISTER II de SPENGLER

## Caractéristiques

|                                           |               |                               |          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | AUCUN         | Dispositif Médical            | Non      |
| Code barre                                | 3700446029999 | Code douanier                 | 90181990 |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc       |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.004    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Température mini                          | NA            | Température maxi              | NA       |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi                 | NA       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |          |

18/08/2026 12:36:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.