


**PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER
NANO SILICONE STANDARD CARDIO PRE**

Ref. 506905



18/08/2026 13:36:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER NANO SILICONE STANDARD CARDIO PRE



Ref. 506905

Des embouts souples et hygiéniques pour un confort optimal lors de chaque auscultation.

Description

Paire d'embouts auriculaires pour stéthoscope CARDIO PRESTIGE II de SPENGLER.
 De couleur noire, taille standard, en nano silicone.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446030032	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		