

**PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER
NANO SILICONE PETIT PR CARDIO PRE**

Ref. 506906



18/08/2026 12:59:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER NANO SILICONE PETIT PR CARDIO PRE

Ref. 506906



Confort et isolation acoustique renforcés avec les embouts auriculaires nano silicone Spengler, adaptés au Cardio Pre.

Description

Paire d'embouts auriculaires pour stéthoscope CARDIO PRESTIGE II de SPENGLER.
 De couleur noire, taille petite, en nano silicone.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446034382	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		