

COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE AURICULAIRE, BOITE DE 200

Ref. CRAPC7200



CE



COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE AURICULAIRE, BOITE DE 200

Ref. CRAPC7200

Couvre-sondes auriculaires jetables, assurant hygiène et précision lors de chaque mesure.

Description

Accessoire pour thermomètre, à utiliser uniquement avec un thermomètre auriculaire.

Couvre-sonde jetable, ne pas l'utiliser plus d'une fois afin d'éviter une contamination croisée.

Compatible avec le Moniteur de signes vitaux 4VS Spengler et les thermomètres auriculaires tels que : Omron Gentle Temp 520 et 521, EDAN M3A...

S'utilise avec ou sans distributeur (réf. CRAPC7200 vendu sans distributeur, packaging en Français).

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	4710810451546	Code douanier	9025900090
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	50
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		