

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. CT40251



CE



COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. CT40251

Couvre-thermomètres lubrifiés à usage unique, pour une mesure hygiénique et sécurisée.

Description

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
- Le couvre-sonde évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
- La partie en couleur facilite l'ouverture du couvre-sonde pour placer le thermomètre.
- Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
- Le lubrifiant du couvre-sonde facilite l'introduction rectale du thermomètre.
- A usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
- Durée de conservation de l'étui : 3 ans.

Existe en version non lubrifié.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040069081	Code douanier	9025900090
Pays	Suède		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	15.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.841	Unité nue / Poids (kg)	0.841

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---