

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, NON LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. CT40252



18/08/2026 13:07:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, NON LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. CT40252

Couvre-thermomètres non-lubrifiés Tempasept, pour une mesure hygiénique et fiable en milieu médical

Description

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
- L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
- La partie en couleur facilite l'ouverture de l'étui intérieur pour placer le thermomètre.
- Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
- Le modèle sans lubrifiant, s'utilise pour la prise de température orale et axillaire.
- A usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
- Durée de conservation de l'étui : 5 ans.

Existe en version lubrifié.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040069104	Code douanier	39269097
Pays	Suède		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	15.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.841	Unité nue / Poids (kg)	0.841
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

18/08/2026 13:07:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.