

CAPTEUR SPO2 CLIP ADULTE POUR COMEN NC3/NC5/C30

Ref. DBCADUL01



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
II_b
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE

18/08/2026 12:17:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 CLIP ADULTE POUR COMEN NC3/NC5/C30

Ref. DBCADUL01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène

Description

Caractéristiques techniques:

% d'oxygène:

90-100% précision +/- 2%

70-90% précision +/- 3%

<70% non précisé

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219417	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---