

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE (2-8 ANS)

Ref. DPOXY02



CE
0123



18/08/2026 12:37:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE (2-8 ANS)

Ref. DPOXY02



Pour une utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile, pour adulte et enfant.

Description

- Oxymètre de pouls adulte/enfant avec fonction on/off automatique
- Capteur pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus
- Allumage automatique dès l'insertion du doigt dans l'oxymètre
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
- Affichage OLED haute résolution de la SPO2, PR, bargraphe et pléthyspogramme
- SpO2 de l'adulte au nourrisson
- Indicateur visuel de batterie faible ; autonomie : 30 heures en utilisation continue
- Ecran couleur multidirectionnel (4 positions) avec pléthysmogramme pour un placement optimal du doigt
- Alarmes sonores et visuelles (clignote) pré-réglées pour la SpO2 et le Pouls
- Dimensions : 61 x 31 x 33mm ; Poids : 59g (avec piles)
- Livré avec 2 piles type AAA alcaline, 1 dragonne et 1 housse de rangement

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE (2-8 ANS)



Ref. DPOXY02

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6941900603110	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	3.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	3.3
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité nue / Longueur (cm)	6.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.059

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---