

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PIED NÉONATAL DÉPORTÉ VELCRO (0-2 ANS)

Ref. DPOXY03



CE
0123



18/08/2026 11:54:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PIED NÉONATAL DÉPORTÉ VELCRO (0-2 ANS)



Ref. DPOXY03

Oxymètre PC-60E avec capteur néonatal déporté : une mesure SpO₂ douce et fiable pour les tout-petits.

Description

- Oxymètre de pouls adulte/enfant avec fonction on/off automatique
- Capteur pédiatrique déporté velcro pour pied (0-2 ans) inclus
- Allumage automatique dès l'insertion du doigt dans l'oxymètre
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
- Affichage OLED haute résolution de la SPO₂, PR, bargraphe et pléthyspogramme
- SpO₂ de l'adulte au nourrisson
- Indicateur visuel de batterie faible ; autonomie : 30 heures en utilisation continue
- Ecran couleur multidirectionnel (4 positions) avec pléthysmogramme pour un placement optimal du doigt
- Alarmes sonores et visuelles (clignote) pré-réglées pour la SpO₂ et le Pouls
- Dimensions : 61 x 31 x 33mm ; Poids : 59g (avec piles)
- Livré avec 2 piles type AAA alcaline, 1 dragonne et 1 housse de rangement

OXYMÈTRE DE POULS PC-60E AVEC CAPTEUR PIED NÉONATAL DÉPORTÉ VELCRO (0-2 ANS)



Ref. DPOXY03

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6949006031103	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	6.1
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	3.3
Unité emballée / Longueur (cm)	22	Unité nue / Longueur (cm)	3.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.1	Unité nue / Poids (kg)	0.059

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---