

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE POUR OXYMÈTRE PC-60E (2-8 ANS)

Ref. DPOXY04



CE
0123



18/08/2026 11:58:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ SOUPLE POUR OXYMÈTRE PC-60E (2-8 ANS)

Ref. DPOXY04



Capteur SpO₂ souple pédiatrique pour PC-60E, conçu pour une mesure confortable et fiable chez l'enfant.

Description

Avec son capteur pédiatrique déporté, souple, réutilisable et immergeable, il s'adapte aux enfants de 2 à 8 ans. L'oxymètre de pouls PC 60E est fiable et précis. Idéal pour les professionnels de santé en ville.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040163833	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.001
Unité nue / Poids (kg)	0.059		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---