

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ VELCRO PIED NÉONATAL POUR OXYMÈTRE PC-60E (0-2 ANS)

Ref. DPOXY05



CE
0123



18/08/2026 12:35:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ VELCRO PIED NÉONATAL POUR OXYMÈTRE PC-60E (0-2 ANS)

Ref. DPOXY05



Capteur SpO₂ néonatal souple avec fixation VELCRO, conçu pour une mesure fiable et adaptée aux tout-petits.

Description

Avec son capteur pédiatrique déporté, VELCRO jetable. Il s'adaptera aux pieds des nourrissons de 0 à 2 ans. L'oxymètre de pouls PC 60E est fiable et précis. Idéal pour les professionnels de santé en ville.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661040165998	Code douanier	9018909911
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	14	Unité emballée / Poids (kg)	0.059
Unité nue / Poids (kg)	0.059		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---