

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000

Ref. DWPRO6K02

WelchAlllyn®
Advancing Frontline Care™



CE



18/08/2026 12:15:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TYMPANIQUE THERMOSCAN PRO 6000

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Ref. DWPRO6K02

Couvre-sondes jetables pour ThermoScan Pro 6000, garantissant hygiène et fiabilité à chaque mesure.

Description

- Protection couvre-sonde pour thermomètre tympanique ThermoScan® PRO 6000 destiné aux professionnels de santé
- Boîte de 800 pièces, sous-conditionnée en 4 boîtes de 200 protections, sous conditionnées en 10 étuis de 20 protections
- Ce couvre-sonde permet de protéger le thermomètre et évite les contaminations croisées
- À usage unique, pour une hygiène irréprochable
- Sa forme est étudiée pour convenir aussi aux enfants et aux bébés
- Coloris : transparent

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	00732094321043	Code douanier	9025900090
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	30	Unité emballée / Poids (kg)	0.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

18/08/2026 12:15:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.