

BATTERIE RECHARGEABLE POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

Ref. DWPRO6K09

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Description

- Batterie rechargeable de 2,4 V 750mAh pour thermomètre Pro 6000
- Entièrement chargée, le thermomètre peut réaliser 700 mesures
- Doit être rechargée grâce à la station de chargement

18/08/2026 13:38:44 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BATTERIE RECHARGEABLE POUR THERMOMÈTRE THERMOSCAN PRO 6000

Ref. DWPRO6K09

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	00732094325089	Code douanier	850610
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité emballée / Hauteur (cm)	1
Unité emballée / Longueur (cm)	4	Unité emballée / Poids (kg)	0.042

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---