

SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER

Ref. MDSACT01



18/08/2026 13:00:41 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER

Ref. MDSACT01



Description

- Sac de transport pour moniteur disposant de doubles pochettes latérales à fermeture par glissière avec poche à filet pour ranger les accessoires et d'une pochette arrière.
- Volet face cristal transparents pour une bonne visibilité de l'écran et augmente sa protection lors de son transport et utilisation en intervention.
- Le moniteur est utilisable sans le sortir de sa housse, présence de tissu pvc troué sur le dessus du sac pour permettre la ventilation de moniteur.
- Toutes les connectiques sont accessibles grâce à une ouverture dans les pochettes intérieures de chaque côté de l'appareil et à l'arrière du sac.
- Protection de l'appareil garantie avec un fond renforcé en tissu microfibre noir et avec 4 pieds de fond.
- Transport du sac avec bandouillère.
- Matière : Cordura (tissu synthétique solide et respirant)

SAC DE TRANSPORT POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. MDSACT01

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040218656	Code douanier	42029270
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	27
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	15
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	42
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage à 60°C
Nettoyage	Nettoyage à sec	Unité emballée / Quantité	1