

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE

Ref. 221052



CE
0123



18/08/2026 13:31:03 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE

Ref. 221052



Pour le contrôle ponctuel de la SpO2.

Description

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Affichage de la courbe de pléthysmographie
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
 - la fréquence cardiaque,
 - l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
 - la courbe de pléthysmographie.
- Écran TFT
- Témoin de batterie faible
- Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
- 5 niveaux de luminosité

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE



Ref. 221052

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446041809	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.135
Unité nue / Poids (kg)	0.06		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	60
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---