

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG

Ref. 221056



CE
0123



18/08/2026 13:56:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG

Ref. 221056



Idéal pour la mesure du pouls des enfants

Description

EN CE MOMENT :

Pour 2 OXYFROG achetés, une PLV est offerte (réf. K90022) pour animer vos ventes et votre magasin. Profitez-en vite !
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de la PLV.

Haute précision des mesures :

- Capteur haute sensibilité
- Convient aux enfants de 10 kg à 40 kg

Facile d'utilisation et pratique :

- Compact & léger
- Arrêt automatique après 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton

Information complémentaires :

- Livré avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG

Ref. 221056



Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	06945040105442	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité nue / Largeur (cm)	3.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	4	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité nue / Longueur (cm)	5.9
Unité emballée / Poids (kg)	0.135	Unité nue / Poids (kg)	0.05

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---