

OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER MASTER PALM 2 + PROTECTIONS SILICONE



Ref. 223000P



18/08/2026 14:01:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER MASTER PALM 2 + PROTECTIONS SILICONE



Ref. 223000P

Oxymètre Spengler Master Palm 2 : mesure SpO₂ fiable avec protections silicone pour une utilisation renforcée.

Description

Oxymètre Spengler Master Palm 2 : mesure SpO₂ fiable avec protections silicone pour une utilisation renforcée.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040222608	Code douanier	9018199000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.718
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES