

MASTER PALM 2 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER

Ref. 223000



CE
0123



18/08/2026 13:34:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MASTER PALM 2 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER

Ref. 223000



L'oxymètre de pouls MASTER PALM 2® est l'oxymètre de pouls spécialement conçu pour les professionnels

Description

Un oxymètre pour tous les patients, grâce à un large choix de capteurs pour s'adapter à tous les patients. Légèreté et exceptionnelle autonomie, il est rapide, précis et polyvalent.

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonate, afin de relever précisément leur saturation en oxygène et leur fréquence de pouls.

- Technologie adaptée aux adultes comme aux néonates
- Autonomie exceptionnelle
- Écran HD avec fonction rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilité en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entièrement paramétrable, il permet de régler l'alarme, l'affichage, le son, les réglages système
- Fonction monitoring (alarme et mémoires)
- Léger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livré avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplément selon vos préférences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pédiatriques ou néonataux, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc ...

MASTER PALM 2 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER

Ref. 223000



Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446025380	Code douanier	9018199000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.718
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---