

STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 506011



18/08/2026 13:07:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 506011



Avec son pavillon lourd usiné avec soin, le nouveau Cardio Prestige II est le stéthoscope le plus performant de notre gamme

Description

Développé avec l'aide du CNRS et de l'école CENTRALE, le stéthoscope CARDIOPRESTIGE® II double pavillon est la quintessence du savoir faire SPENGLER.

Conçu pour les professionnels exigeants, le Stéthoscope CARDIOPRESTIGE® II double pavillon combine performance acoustique et confort d'utilisation. Inspiré de la précision des instruments de musique, il offre une restitution sonore fidèle et détaillée, indispensable pour les diagnostics cardiologies et cliniques. Sa conception robuste en acier inoxydable et son ergonomie étudiée en font un outil fiable, durable et agréable à utiliser au quotidien.

UNE ACOUSTIQUE D'EXCEPTION

- Pavillon lourd en acier inoxydable
- Membrane flottante multi-fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure large à double conduits = isolation contre les bruits parasites

CONFORT

- Bague antifroid pour un meilleur contact patient
- Embouts auriculaires en silicone souple
- Lyres ergonomiques adaptées à l'anatomie
- Indicateur de pavillon actif

POLYVALENCE

- Double pavillon adulte et pédiatrique
- Bords fins adaptés aux brassards de tensiomètre

FIABILITE & GARANTIE

 18/08/2026 13:07:16 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 506011

- Garantie Spengler 7 ans (hors pièces d'usure)
- Garantie légale à vie contre tout vice caché

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446034399	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	84		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.601

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---