

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER SOUPLES A VIS NOIR (LA PAIRE)

Ref. 506920



Embouts auriculaires, conçus pour un usage professionnel sécurisé

Description

Embouts auriculaires pour stéthoscopes Cardio Prestige® Cardio Sonic® Pédiasonic® Magister® Laubry® Pulse® et Dual Pulse® de SPENGLER

18/08/2026 13:26:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

EMBOUTS AURICULAIRES SPENGLER SOUPLES A VIS NOIR (LA PAIRE)



Ref. 506920

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446009410	Code douanier	90330000
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		