

MEMBRANE LAUBRY BAGUE NOIRE SPENGLER

Ref. 507936



Description

Pièce détachée pour stéthoscopes Laubry® de SPENGLER.
Membrane avec bague noire antifroids.

18/08/2026 12:19:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**MEMBRANE LAUBRY BAGUE NOIRE
SPENGLER****Ref. 507936****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009670	Code douanier	90181990
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	4	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	4	Unité emballée / Poids (kg)	0.005
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		