


VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER

Ref. 512200



CE
0459



18/08/2026 23:20:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER

Ref. 512200



Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.

Description

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livré avec une trousse de rangement.

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD
VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER****Ref. 512200****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007263	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		