

MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI

Ref. 551600



CE
0123



18/08/2026 12:19:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI



Ref. 551600

Pratique pour les centres hospitaliers grâce à son socle il est facile de le déplacer ou même de le positionner près du lit du patient

Description

La station vitale 4VS PNI possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont également déclenchées lorsque le paramètre a dépassé sa limite. Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 1 Signes vital : PNI
- 3 Modes de mesures de la pression artérielle, nourissons, enfant et adulte
- Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
- 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte (livrée avec brassard adulte)
- 3500 groupes de données sauvegardées
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle à roulettes, support mural, imprimante en option

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446032944	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	18	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.76
Unité nue / Poids (kg)	2		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---