

TUBE D'EXTENSION BRASSARD 2,5 M POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551624

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040213842	Code douanier	85049099
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.118

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---