

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551635



CE
0537



Un capteur souple et précis pour surveiller l'oxygénation chez l'enfant avec le moniteur Spengler 4VS.

Description

Capteur SPO2 pédiatrique silicone pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

18/08/2026 13:55:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE SILICONE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551635

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446031220	Code douanier	90181990
Pays	Uruguay		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.083

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-40	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---