


## MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT

Ref. 570150



18/08/2026 12:40:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT

Ref. 570150



Examen ORL facilité grâce au miroir de Clar Spengler, livré avec housse de transport pour une protection optimale.

### Description

Miroir de clar SPENGLER, adapté à toutes les têtes grâce à un serre-tête métallique souple.

- Réglage de la focale par ajustement du porte lampe : éclairage par LED.
- Alimentation : 2 piles CR 123 fournies - Voltage 3.5 V

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700446011390 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Pakistan |

#### MESURES

|                                |      |                               |       |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 23   | Unité emballée / Hauteur (cm) | 11    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 24   | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.655 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.23 |                               |       |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|