

## DOPPLER FOETAL ET VASCULAIRE SPENGLER (VENDU SANS SONDE)

Ref. 743301



CE  
0123



18/08/2026 13:06:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## DOPPLER FOETAL ET VASCULAIRE SPENGLER (VENDU SANS SONDE)

Ref. 743301



**Petit et léger, ce doppler de poche est l'outil indispensable aux cabinets médicaux et aux collectivités**

### Description

Doppler Foetal et vasculaire Spengler (vendu sans sonde).  
Pour l'examen du fœtus et des vaisseaux sanguins.  
Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation.

#### POLYVALENCE

- Une sonde par utilisation
- Examen du fœtus
- Examen vasculaire et de l'IPS
- Examen cardiaque
- Indicateur de fréquence cardiaque

#### FACILITÉ D'UTILISATION

- Grand écran LCD couleur
- Jauge de batterie
- Indicateur de puissance de l'onde
- Sondes coudées et ergonomiques

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Vendu sans sonde
- Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies

**DOPPLER FOETAL ET VASCULAIRE  
SPENGLER (VENDU SANS SONDE)****Ref. 743301****Caractéristiques**

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE0123        | Dispositif Médical | Classe IIa |
| Code barre      | 3700446004316 | Code douanier      | 90181990   |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Chine      |

**MESURES**

|                                |      |                               |      |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 9    | Unité emballée / Hauteur (cm) | 3    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 14   | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.43 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.12 |                               |      |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -10 | Température maxi | 55 |
| Humidité mini    | 5   | Humidité maxi    | 93 |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|