

SONDE 2 MHZ POUR DOPPLER FOETAL SPENGLER

Ref. 743310



CE
0123



Sonde 2 MHz Spengler pour Doppler fœtal, idéale pour écouter le cœur du bébé.

Description

Sonde fœtale 2 MHz pour doppler SPENGLER

18/08/2026 12:36:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE 2 MHZ POUR DOPPLER FOETAL SPENGLER

Ref. 743310



Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446008185	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.145

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---