

SONDE 8 MHZ POUR DOPPLER CARDIAQUE ET VASCULAIRE SPENGLER

Ref. 743312



CE
0123



Sonde 8 MHz haute précision, adaptée aux examens cardiaques et vasculaires avec Doppler Spengler

Description

Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz pour doppler SPENGLER

18/08/2026 13:54:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SONDE 8 MHZ POUR DOPPLER CARDIAQUE ET VASCULAIRE SPENGLER



Ref. 743312

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446008161	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	3	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	0.145

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---