

STYLO AUTOPIQUEUR SPENGLER

Ref. 745011



18/08/2026 13:00:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STYLO AUTOPIQUEUR SPENGLER

Ref. 745011



Pour un confort du patient optimal!

Description

Le stylo autopiqueur est conçu pour le confort optimal du patient lors de la glycémie, grâce à:

- Réglage de la profondeur de pénétration de la lancette (6 niveaux)
- Bouton d'éjection de la lancette
- Désigné pour réduire les vibrations et le bruit et ainsi la douleur
- "Switch sécurisé" breveté: qui empêche la fonction d'éjection de lancette de fonctionner quand le bouchon de l'autopiqueur est enlevé.
- "Soft Touch design": polissage étudié du matériau de l'autopiqueur permettant une prise en main très agréable et confortable et un nettoyage facile

Le stylo autopiqueur doit être utilisé avec des lancettes stériles compatibles pour extraire un échantillon sanguin prélevé sur le doigt, la paume ou l'avant bras pour tester la glycémie ou d'autres tests en utilisant de petites quantités de sang.

Le stylo autopiqueur est compatible avec n'importe quel lecteur de glycémie.

Reddot design award

Retrouvez notre kit complet Glucomètre SPENGLER JT 100 (réf. GLU010)

Code LPP de remboursement du stylo autopiqueur : 611139672

STYLO AUTOPIQUEUR SPENGLER

Ref. 745011



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446041892	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	2	Unité nue / Largeur (cm)	0.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	2	Unité nue / Hauteur (cm)	3.5
Unité emballée / Longueur (cm)	10	Unité nue / Longueur (cm)	12
Unité emballée / Poids (kg)	0.22	Unité nue / Poids (kg)	0.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Code LPP	611139672	Unité emballée / Quantité	1
----------	-----------	---------------------------	---