

## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED®

Ref. A1.426.114

**LUXAMED®**



Rechargeable USB



## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V RECHARGEABLE USB - LUXAMED®

**LUXAMED®**Ref. A1.426.114

Otoscope innovant au format de poche

### Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),  
pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tête optimisé
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête du dermatoscope et l'ophtalmoscope LED LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 1 batterie rechargeable lithium-ion 3.7 V, incluse
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm
- Chargeur inclus avec prise USB (adaptateur EU/UK/US)

Existe en :

- Blanc : A1.426.914
- Bleu : A1.426.214
- Gris : A1.426.314
- Noir : A1.426.114

**OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 3.7 V  
RECHARGEABLE USB - LUXAMED®****LUXAMED®**Ref. A1.426.114**Caractéristiques**

|                 |                |                    |          |
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 04260381960041 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24             |                    |          |

**MESURES**

|                                |       |                               |      |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 16    | Unité emballée / Hauteur (cm) | 4    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 24    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.45 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.105 |                               |      |

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

|          |      |
|----------|------|
| Couleurs | Noir |
|----------|------|