


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V - LUXAMED®

Ref. A1.616.114

LUXAMED®



Technologie CCT
2 couleurs de lumière



18/08/2026 11:51:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. A1.616.114

Otoscope LED CCT innovant au format de poche.

Différents coloris disponibles !

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 2x4 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.
- Longue pression sur l'interrupteur permettant de changer la lumière de blanc chaud à blanc froid
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : anneau 1 : environ : 3000 K, anneau 2 : environ 6000 K
- Design optimisé de la tête
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête du dermatoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Disponible en :

Noir : A1.616.114

Bleu : A1.616.214

Gris : A1.616.314

Blanc : A1.616.914

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS CCT LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. A1.616.114

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963578	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	0.3
Unité nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir
----------	------