

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" BLEU (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

Ref. AF.416.934

LUXAMED®



CE



Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V "COLOUR EDITION" BLEU +
Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V "COLOUR EDITION" BLEU

Description

18/08/2026 11:57:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" BLEU (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®Ref. AF.416.934**Otoscope :****Eclairage et performances :**

- Anneau **LED concentrique (6 LED)** : champ de vision **non limité** (sans fibre optique)
- **Intensité lumineuse réglable**
- **Arrêt automatique** après 3 minutes d'inactivité
- Durée de vie des LED : environs **100 000 heures** (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs **10 000 Lux**
- Température de couleur : environs **4 200 K**

Conception et ergonomie

- **Tête au design optimisé**
- **Loupe pivotante x3** pour un grossissement précis
- **Orifice d'insufflation** pour test pneumatique
- Marche bi-matière : **aluminium et fibre de verre renforcée**
- Compatible avec les têtes de **dermatoscope** et **ophtalmoscope LuxaScope**
- Interrupteur : **bouton-poussoir ON/OFF**

Alimentations et accessoires :

- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (incluses)
- Fournis : 20 spéculums jetables gris

10 x 2.5 mm

10 x 4.0 mm

Ophtalmoscope**Éclairage & performances**

- Éclairage **LED haute performance** avec intensité réglable (anti-éblouissement)
- **Arrêt automatique** après 3 minutes
- Durée de vie des LED : env. **50 000 heures** (courant constant)
- Température de couleur : env. **4 200 K**

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V "COLOUR EDITION" BLEU (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.934

- Valeurs de correction : **+20 à -20 D** ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ D)

Filtres disponibles

- Grand spot
- Petit spot
- Filtre vert
- Demi-lune
- Réticule

Conception & ergonomie

- **Tête au design optimisé**
- Manche bi-matière : **aluminium** et **fibre de verre renforcée**
- Compatible avec les têtes d'**otoscope** et de **dermatoscope LuxaScope LED**
- Interrupteur : **bouton-poussoir ON/OFF**

Alimentation

- Fonctionne avec **2 piles alcalines AAA (incluses)**

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe
Code barre	04260381964452	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

18/08/2026 11:57:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.