

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V COLOUR LILAS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

Ref. AF.416.964

LUXAMED®



CE



Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V Lilas + Ophtalmoscope
LuxaScope LED 2.5 V Lilas

Description

18/08/2026 13:57:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V COLOUR LILAS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®Ref. AF.416.964

Otoscope

Eclairage et performances

- Anneau LED concentrique (6 LED), sans fibre optique donc champ de vision non limité
- Aucune maintenance : pas de changement d'ampoule nécessaire
- Intensité lumineuse réglable
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Durée de vie LED : environs 100 000 heures (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs 10 000 Lux
- Température de couleurs : environs 4 200 K

Conception et ergonomie :

- Tête optimisée pour un meilleur confort d'examen
- Loupe pivotante x3 pour observation détaillée
- Orifice d'insufflation intégré (test pneumatique)
- Manche bi-matière : aluminium + fibre de verre renforcée
- Compatible avec les têtes de dermatoscope et ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur : bouton poussoir ON/OFF

Alimentation et accessoires

- 2 piles alcalines AAA incluses
- Fournis : 20 spéculums jetables gris

10 x 2.5 mm

10 x 4.0 mm

Ophtalmoscope

Eclairage et performances :

- LED haute performance avec intensité réglable (anti-éblouissement)
- Arrêt automatique après 3 minutes

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V COLOUR LILAS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.416.964

- Durée de vie LED : environs 50 000 heures (courant constant)
- Température de couleur : environs 4 200 K
- Valeurs de correction : +20 à -20 D ($\pm$ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 D)

Filtres intégrés :

- Grand spot
- Petit Spot
- Filtre vert
- Demi-lune
- Réticule

Conception et ergonomie

- **Tête au design optimisé**
- Manche bi-matière : **aluminium + fibre de verre renforcée**
- Compatible avec les têtes d'**otoscope** et de **dermatoscope LuxaScope LED**
- Interrupteur : **bouton-poussoir ON/OFF**

Alimentation

- **2 piles alcalines AAA incluses**

**KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V COLOUR
LILAS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)****LUXAMED®**Ref. AF.416.964**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe
Code barre	04260381964483	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES