

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

Ref. AF.516.914

LUXAMED®



Set complet pour un diagnostic de précision : Otoscope Auris LED 2.5V KIDS + Ophtalmoscope LuxaScope LED 2.5 V KIDS

Description

18/08/2026 13:25:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®Ref. AF.516.914

Otoscope

Eclairage et optique :

- Anneau LED concentrique à 6 LED, sans fibre optique : champ de vision non limité
- **Luminosité réglable** (variateur d'intensité)
- **Arrêt automatique** après 3 minutes d'inactivité
- **Loupe pivotante** avec grossissement x3
- **Orifice d'insufflation** intégré pour test pneumatique

Performances :

- Durée de vie de la LED : environs **100 000 heures** (courant constant)
- Eclairage lumineux : environs 10 000 Lux
- Température de couleur : environs 4 200 K

Conception :

- Tête au **design optimisé**
- Manche bi-matière : **aluminium et fibre de verre renforcée**, compatible avec les têtes de dermatoscope et d'ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur : **bouton poussoir ON/OFF**

Alimentation et accessoires :

- **2 piles alcalines AAA incluses**
- Livré avec **20 spéculums jetables gris** (10 x 2.5 mm et 10 x 4.0 mm)

Ophtalmoscope

Eclairage et optique :

- LED haute performance avec une **intensité réglable** (anti-éblouissement)
- **Arrêt automatique** après 3 minutes
- 5 filtres disponibles : **grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune, réticule**
- Plage de correction : **+20 à -20D** ($\pm 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ D)

KIT LUXASCOPE AURIS LED 2.5V, KIDS (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.516.914

Performances :

- Durée de vie LED : environs **50 000 heures** (courant constant)
- Température de couleur : environs **4 200 K**

Conception :

- Tête au **design optimisé**
- Manche bi-matière : **aluminium et fibre de verre renforcée**, compatible avec les têtes d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur : **bouton poussoir ON/OFF**

Alimentation :

- **2 piles alcalines AAA incluses**

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	04260381964537	Pays	Allemagne
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-10	Température maxi	45
Humidité mini	10	Humidité maxi	90
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			