

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

Ref. BCMONI01

COMEN



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE



18/08/2026 13:02:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

COMEN
Ref. BCMONI01

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient.

Description

Le moniteur NC3 permet de mesurer 2 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI) et la saturation en oxygène (SpO2). Particulièrement rapide et facile à utiliser (démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI: 20 à 30 secondes) Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient, dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD

- Ecran LCD rétro-éclairé de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique, néonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes/patients de données sauvegardées
- Poids : 1,25kg
- Options : Pied à roulettes , support mural

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219103	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	21
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	13
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	2.95	Unité nue / Poids (kg)	1.25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---