

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

Ref. BCMONI02

COMEN



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE



18/08/2026 13:39:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

COMENRef. BCMONI02

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient avec l'option température

Description

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra rouge sans fil. Particulièrement rapide et facile à utiliser: démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI 20 à 30 secondes et température 1 à 2 secondes. Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD, ainsi que dans les cabinets médicaux.

- Ecran LED rétro-éclairé de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Thermomètre IR tympanique
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes (patients) de données sauvegardées
- Poids: 1,250kg
- Option: pied à roulettes, support mural

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

COMEN

Ref. BCMONI02

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219066	Code douanier	9018191000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	12.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	22
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	2.95	Unité nue / Poids (kg)	1.25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---