

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP

Ref. BCMONI04

COMEN



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



18/08/2026 13:59:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP

Ref. BCMONI04

COMEN

Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité avec son écran tactile 8", doté d'un thermomètre tympanique

Description

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance au chevet du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2 et TEMP (thermomètre tympanique infra-rouge sans fil)
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre problème patient et problème technique, fonction: appel infirmier(e))
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte)
- Affichage des scores d'alerte précoce: NEWS, MEWS, EWS et calcul de paramètres cliniques
- Batterie Lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie Lithium 4400mAh non intégrée
- Communication : WIFI, HL7, appel infirmier(e), avec le Système Informatique de l'Hôpital et le Système de Surveillance Centralisé
- Options : Pied à roulettes, support mural, douche code barre
- Poids: 2,3kg

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP

COMEN
Ref. BCMONI04

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219080	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	29	Unité nue / Largeur (cm)	16.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	36	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	3.8	Unité nue / Poids (kg)	2.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---