

AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE

Ref. DSI009133

Sibelmed



CE
0318

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
YEAR
GUARANTEE



18/08/2026 13:28:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

AUDIOMETRE SIBELMED SIBELSOUND DUO A OPTION AUTO HUGHSON WESTLAKE



Ref. [DSI009133](#)

Un nouveau concept d'audiométrie pour la médecine du travail, les soins généralistes et les établissements scolaires

Description

Portable et léger, l'audiomètre SIBELSOUND DUO est l'appareil idéal pour effectuer des tests d'audiométrie dans tout type d'environnement.

- Tests automatisés : L'audiométrie peut être réalisée en mode automatique, nécessitant une intervention minimale du technicien
- Protocole fiable : Conforme au protocole d'audiométrie automatique Hughson-Westlake
- Exportation des résultats (en option) : Possibilité de générer les fichiers de tests aux formats PDF, XML et CSV

Caractéristiques

Marquage CE	CE0318	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3661041010754	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	44	Unité emballée / Poids (kg)	2.7
Unité nue / Poids (kg)	0.6		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

18/08/2026 13:28:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.