

**CAPTEUR SPO2 CLIP PEDIATRIQUE
RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI**



Ref. MONI010B



CE
0123



18/08/2026 13:26:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 CLIP PEDIATRIQUE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI



Ref. **MONI010B**

Le capteur SpO2 clip pédiatrique Vitalimate MINI Spengler

Description

Capteur SpO2 clip réutilisable pédiatrique rigide

Très confortable avec sa protection interne en silicone, le capteur s'utilise pour les patients pédiatriques avec le moniteur Vitalimate MINI de Spengler.

- longueur 1m
- capteur à 6 broches

Existe aussi en taille adulte et nouveaux-nés.

Spengler propose aussi des capteurs en silicone ainsi qu'un clip oreille pour le Vitalimate MINI

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002520	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

18/08/2026 13:26:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.