

THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT

Ref. SP1643/



CE
0123



THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, VERT



Ref. SP1643/

Thermomètre digital flexible, conçu pour une mesure précise et confortable.

Description

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446022877	Code douanier	9018191000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	6	Unité emballée / Hauteur (cm)	2
Unité emballée / Longueur (cm)	15	Unité emballée / Poids (kg)	0.052
Unité nue / Poids (kg)	0.01		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---