

PRÉSENTOIR DE THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS

Ref. SP1648P



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

PRÉSENTOIR DE THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648P

Présentoir de thermomètres Tempo 10 Flex gris

Description

Présentoir de 12 thermomètres TEMPO 10 Flex gris

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)
- Livré avec : étui de rangement, pile bouton (1,5V).

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041625	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	11	Unité emballée / Poids (kg)	0.66
Unité nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---