

## PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO EASY GRIS

Ref. SP3066P



**CE**  
**0123**



# PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES SPENGLER TEMPO EASY GRIS



**Ref. SP3066P**

**Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.**

## Description

Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy gris.

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison.

Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE0123        | Dispositif Médical | Classe IIa |
| Code barre      | 3700446012038 | Code douanier      | 90251920   |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | Chine      |

### MESURES

|                                |      |                               |      |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 20   | Unité emballée / Hauteur (cm) | 18   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 22   | Unité emballée / Poids (kg)   | 1.92 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.45 |                               |      |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|