

THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II

Ref. SP3105



CE
0123



18/08/2026 12:41:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Ref. SP3105

Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanées et visibles sur un écran rétro éclairé.

Description

- Plage de mesure : 32°C - 43°C

Équipé d'un écran rétro-éclairé, TEMPO DUO II passe au rouge lorsque la température est au-dessus de la normale. La performance SPENGLER à la maison.

2 boutons permettent de prendre une mesure rapide et fiable, réduisant à zéro les mauvaises manipulations. Changez de mode sans aucun souci, le calibrage se fait automatiquement.

Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO DUO II se glisse dans un sac pour un déplacement. Ses 20 mémoires permettent de suivre dans le temps ses résultats.

- Résolution de l'écran : 0,1°C
- Unité de mesure : C° ou F°
- Mémoire : 20 mesures
- Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
- Poids : 75g avec les piles
- Conditions d'utilisation normales :
- Température ambiante : 16°C – 35°C
- Humidité relative : 85% ou moins

THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Ref. SP3105

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041786	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.06		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---