

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER

Ref. SP3110



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



18/08/2026 12:16:32 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER

Ref. SP3110



Grâce à la technologie infrarouge, TEMPO PRO délivre des mesures redoutablement précises en un temps record.

Description

Un véritable jeu d'enfant, 1 bouton, appuyez et le résultat s'affiche.

La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisées.

Avec son mode «arrêt automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.

DONNÉES TECHNIQUES

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : - 5 cm
- Unité de mesure : C° / F°
- Plage d'affichage : 32,0°C – 43,0°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : 0,2°C
- Mémoire : 30 mémoires
- Temps de mesure : Inférieur à 1 seconde
- Ecran : LCD

AUTRES INFORMATIONS

- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 (H)
- Mise hors tension automatique économie d'énergie
- Piles livrées avec (2 x piles AAA)

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER



Ref. SP3110

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041823	Code douanier	9025190090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité nue / Largeur (cm)	7
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.13

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	5	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---