

TEMPO MAX THERMOMETRE DIGITAL HYPOTHERMIQUE SPENGLER

Ref. THE002



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

TEMPO MAX THERMOMETRE DIGITAL HYPOTHERMIQUE SPENGLER

Ref. THE002

TEMPO MAX le thermomètre hypothermique de Spengler

Description

TEMPO MAX, thermomètre **hypothermique** prédictif possède 3 modes de fonctionnement: rectal, buccal et axillaire.

- Embout rigide
- Plage de mesure de **28,0°C à 42.9°C**
- Etanche: **IP27**
- Mesure rapide (<15 secondes)
- Indicateur sonore de fièvre

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6970392219271	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.4
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	14.3
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.02

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES